



praktijkdenta
TANDARTSEN

Annelien Dillen en Evelien Dreesen

Staatsbaan 215 bus 1

3460 Bekkevoort

Tel: 013/42.01.30

E-mail: info@praktijkdenta.be

Informatie transparantiecodes

Graag informeren wij u over het gebruik van de transparantiecodes (TC) voor specifieke behandelingstechnieken en/of extra gebruikte materialen. Deze werden in het verleden, wanneer medisch aangewezen, reeds toepast en aangerekend. Vanaf heden zullen ze gedetailleerd en afzonderlijk vermeld worden. Hoewel hiervoor geen bijkomende tussenkomst wordt voorzien door de mutualiteit, zijn wij ervan overtuigd dat deze technieken en materialen bijdragen aan een beter behandelresultaat en een gezondheidsvoordeel voor u, onze patiënt.

Heeft u hier nog vragen over, neem dan gerust contact op. Als alles duidelijk is, geldt bij het nakomen van uw afspraak dat u expliciet toestemming geeft met het gebruik van de transparantiecodes in het overzicht op de volgende pagina's.

Wat betekent dit concreet voor uw **controle**?

- TC plaquecontroletest: tijdens uw (half)jaarlijkse controle zullen we één keer per jaar een plaquecontroletest uitvoeren om tandvleesproblemen tijdig op te sporen en indien nodig te behandelen. Indien u 2x/jaar op controle komt, zal dit niet bij beide afspraken nodig zijn.
- TC uitgebreide mondgezondheidsanalyse / mondhygiëne instructies: afhankelijk van uw mondgezondheid, kan het voorkomen dat we extra tijd besteden aan een uitgebreide mondgezondheidsanalyse / mondhygiëne instructie.

Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van volgende transparantiecodes, indien dit van toepassing is, bij een controle:

- TC bijzondere techniek voor preventieve zorgen: locale ontsmetting van verdiepte pockets. Bij een aanhoudende tandvleesontsteking of bij verdiepte pockets ter hoogte van het tandvlees ontsmetten we met behulp van corsodyl-gel.
- TC polijsten, slijpen en aanpassen van oude vullingen: om de reinigbaarheid te optimaliseren van oude vullingen, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om oudere vullingen te polijsten, slijpen of aan te passen.
- TC reinigen van de prothese

Tarieven	Prijs*	Terugbetaling
☐ TC plaquecontroletest (+ 18 jarige)	€ 44,24	€ 0
☐ TC plaquecontroletest (-18 jarige)	€ 10,00	€ 0
☐ TC mondgezondheidsanalyse / mondhygiëne instructies	€ 16,00	€ 0
☐ TC locale ontsmetting verdiepte pockets (per tand)	€ 14,78	€ 0
☐ TC polijsten/slijpen/aanpassen v oude vullingen (per tand)	€ 12,00	€ 0
☐ TC reinigen van de prothese	€ 36,00	€ 0

* De totaalprijs van de behandeling wordt afgerond.

Wat betekent dit concreet voor uw **vullingsafpraak**?

Er wordt standaard gebruik gemaakt van volgende transparantiecodes bij elke vulling:

- TC polijsten van tanden: de tand en buurtanden worden alvorens we kunnen vullen eerst volledig gereinigd met polijstpasta. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de vulling.
- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'heated composiet': het vullingsmateriaal wordt in een speciaal 'oventje' verwarmd. Gebruik van verwarmd composiet zorgt voor een meer duurzame vulling en minder nalasten door oa een betere lichtuitharding en vormgeving.
- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'zuurstofinhibitielaag met behulp van glycerine': voor de lichtuitharding van het vullingsmateriaal wordt er een gel over de vulling aangebracht die zorgt voor een betere uitharding met als resultaat minder verkleuringen en gaatjes rond de vulling.

Er kan gebruik gemaakt worden van volgende transparantiecodes, indien dit van toepassing is, bij een vulling:

- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'vezelversterkte kernopbouw': bij een uitgebreide vulling wordt er in de kern van de tand een versterkt vullingsmateriaal gebruikt, dat de kans op breuk in de toekomst verkleind.
- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'bodemlaag in kader van (in)directe pulpacapping': bij een diep gaatje dat dichtbij de zenuw zit, plaatsen we een beschermlaag net boven de tandzenuw om afsterven van de zenuw en napijn te voorkomen.
- TC polijsten, slijpen en aanpassen van oude vullingen: voor een goed contactpunt te bekomen en om de reinigbaarheid te optimaliseren, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om oudere vullingen te polijsten, slijpen of aan te passen.

Tarieven	Prijs*	Terugbetaling
☐ TC polijsten (per tand)	€ 14,00	€ 0
☐ TC heated composiet (per tand)	€ 14,00	€ 0
☐ TC zuurstofinhibitielaag (per tand)	€ 8,00	€ 0
☐ TC vezelversterkte kernopbouw (per tand)	€ 16,82	€ 0
☐ TC bodemlaag (per tand)	€ 14,00	€ 0
☐ TC polijsten/slijpen/aanpassen (per tand)	€ 12,00	€ 0

* De totaalprijs van de behandeling wordt afgerond.

Wat betekent dit concreet voor uw **extractie** afspraak?

- TC aanvullende techniek tijdens of na een extractie 'gelatamp en/of alveogyl applicatie': om de bloeding te stelpen, wondinfecties te voorkomen en het genezingsproces van het tandvlees en kaakbot te bevorderen, wordt er na een tandextractie gelatamp en/of alveogyl in de wonde geplaatst.
- TC sectie/splitsen van wortels in het kader van de extractie van een volledige tand: in bepaalde gevallen zullen wij de tand tijdens de extractie splitsen om de verwijdering eenvoudiger en veiliger te laten verlopen. Er moet zo minder kracht gebruikt worden om de afzonderlijke wortels te verwijderen, met een kleinere kans op beschadiging van het omliggende kaakbot of de ernaast gelegen tanden. Er is minder kans op afbreken van een klein stukje wortel in geval van gekromde wortels.

Tarieven	Prijs*	Terugbetaling
☐ TC gelatamp/alveogyl eerste extractie	€ 47,00	€ 0
☐ TC gelatamp/alveogyl bijkomend in hetzelfde kwadrant	€ 26,00	€ 0
☐ TC sectie/splitsen van wortel	€ 34,00	€ 0

* De totaalprijs van de behandeling wordt afgerond.

Wat betekent dit concreet voor uw afspraak van een **wortelkanaalvulling**?

Er wordt standaard gebruik gemaakt van volgende transparantiecode bij elke wortelkanaalvulling:

- TC roterend instrumentarium 1K/2K/(+)3K: bij het uitvoeren van een wortelkanaalvulling maken wij gebruik van roterend mechanisch instrumentarium aangedreven door een motor. Zo kunnen wij nauwkeuring en voorspelbaar uw wortelkanalen reinigen en vorm geven.

Er wordt standaard gebruik gemaakt van volgende transparantiecodes bij elke vulling:

- TC polijsten van tanden: de tand en buurtanden worden alvorens we kunnen vullen eerst volledig gereinigd met polijstpasta. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de vulling.
- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'heated composiet': het vullingsmateriaal wordt in een speciaal 'oventje' verwarmd. Gebruik van verwarmd composiet zorgt voor een meer duurzame vulling en minder nalasten door oa een betere lichtuitharding en vormgeving.
- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'zuurstofinhibitielaag mbv glycerine': voor de lichtuitharding van het vullingsmateriaal wordt er een gel over de vulling aangebracht die zorgt voor een betere uitharding met als resultaat minder verkleuringen en gaatjes rond de vulling.
- TC bijzondere techniek voor conserverende zorgen 'vezelversterkte kernopbouw': bij een uitgebreide vulling wordt er in de kern van de tand een versterkt vullingsmateriaal gebruikt, dat de kans op breuk in de toekomst verkleind.

Er kan gebruik gemaakt worden van volgende transparantiecodes bij een vulling indien dit van toepassing is:

- TC polijsten, slijpen en aanpassen van oude vullingen: voor een goed contactpunt te bekomen en om de reinigbaarheid te optimaliseren, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om oudere vullingen te polijsten, slijpen of aan te passen.

Tarieven	Prijs*	Terugbetaling
☐ TC roterend instrumentarium 1 kanaal	€ 81,55	€ 0
☐ TC roterend instrumentarium 2 kanalen	€ 107,95	€ 0
☐ TC roterend instrumentarium 3(+) kanalen	€ 125,16	€ 0
☐ TC polijsten (per tand)	€ 14,00	€ 0
☐ TC heated composiet (per tand)	€ 14,00	€ 0
☐ TC zuurstofinhibitielaag (per tand)	€ 8,00	€ 0
☐ TC vezelversterkte kernopbouw (per tand)	€ 16,82	€ 0
☐ TC polijsten/slijpen/aanpassen (per tand)	€ 12,00	€ 0

* De totaalprijs van de behandeling wordt afgerond.